

APESIN SDR SAN



Nettoyant désincrustant désinfectant parfumé pour les sanitaires

- 4 en 1
- Large spectre de désinfection
- Efficace contre les virus

Performances

- APESIN SDR San est parfaitement adapté pour le nettoyage et la désinfection dans le domaine des sanitaires. Ce produit, conforme à la réglementation européenne Biocides, permet à l'utilisateur de satisfaire aux hautes exigences légales en matière d'hygiène.
- Nettoie, détartre, désincruste, désinfecte (bactéricide, levuricide, fongicide, virucide vis-à-vis des virus enveloppés ou non), désodorise et fait briller toutes les surfaces des sanitaires (lavabos, douches, baignoires, robinetterie, WC, urinoirs...).
- Elimine même les dépôts les plus tenaces de graisse et de protéines. Parfum fleuri agréable.
- Un traitement régulier des surfaces permet d'éviter la prolifération des bactéries, moisissures, virus et autres micro-organismes, y compris d'Aspergillus niger.

Domaines d'application

- APESIN SDR SAN est recommandé pour une utilisation sur toutes les surfaces de sanitaires résistantes aux acides. Une utilisation sur des surfaces chromées en mauvais état peut produire un changement de couleur (passivation). Ne pas utiliser sur les matériaux sensibles aux acides tels que le marbre, matières synthétiques, le cuivre, l'aluminium, les résines (polyamide), etc. Pour les matériaux absorbants, tels que les joints, humidifié avec beaucoup d'eau avant l'application. Avant d'appliquer, vérifier la compatibilité des matériaux dans un endroit discret est recommandé.

Déclaration des ingrédients

Ingrédients pour 100g 5,6g LACTIC ACID, 5 - <15% agents de surface anioniques, parfums, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL

Utilisation et Dosage



Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.



Nettoyant sanitaire:
Rincer abondamment à l'eau claire et appliquer à l'aide d'une lavette propre.



Pour un nettoyage avec désinfection laissez agir le produit 15 minutes



30 - 50 ml/l

	Dosage/ Temps d'action					
	5 Min.		15 Min.		60 Min.	
	Propreté	Saleté	Propreté	Saleté	Propreté	Saleté
Bactéricide						
EN 1276	0.5%	5%				
EN 13697	5%	25%	3%	5%	1%	3%
Levuricide						
EN 1650	25%	25%	5%			
EN 13697			5%	50%		5%
Fongicide (Aspergillus niger) EN 1276, concentré/ 60 min.	concentré/ 60 min.					
Virucide						
Hépatite B et C, HIV, Vaccinia virus, virus SV40, Herpes simplex, Grippe A humaine et animaux etc.		2%				
Papovavirus/ Poliomyavirus	2%/ 60min					
Norovirus (EN 14476)	conc./ 1min.					

Sites de production et développement durable



Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Fiche de données sécurité disponible sur demande pour les professionnels, et accessible sur www.diese-fds.com ou wmprof.com. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage: Stocker à température ambiante dans l'emballage d'origine.

Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 713143 10 x 1 L

Ref. d'achat.: 713148 2 x 5 L

Le partenaire à votre service

pH

